

CleanU® CleanUrin®, 20 x 25 ml

CleanUrin® - Das Original von CleanU® - 100% synthetisch, 100% authentisch.

CleanUrin® ist ein 100% **synthetischer Fake Urin**, den es in unterschiedlichen **pH- und Kreatininwerten** gibt. Die 25ml CleanUrin®- Beutel sind sehr **anschmiegsam**, mit **abgerundeten Ecken** und gleichzeitig sehr **robust**. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem unsere praktischen **Spezialaufkleber**: zum **Schutz des Beutels** und weil es einfach besser aussieht! Der Spezialaufkleber tarnt Deinen CleanU® – Beutel z. B. als pflegende Handcreme oder Erfrischungstuch 😊. Dank praktischer **Aufreißhilfe** sind sie außerdem **geräuscharm** und auch mit **feuchten Händen leicht zu öffnen!**

Hergestellt und erfunden **in Deutschland**, ist unser CleanUrin® wahnsinnige **3 Jahre** „ungekühlt“ **haltbar!!**

Da natürlicher Urin täglich **unterschiedliche pH – und Kreatininwerte** aufweist (abhängig von **Ernährung** und **Trinkmenge**), gibt's CleanUrin® in **drei unterschiedlichen Varianten**, erkennbar an **3 verschiedenen farblichen Kennzeichnungen** (**rot/gelb/grün**). Alle 3 farblichen Kennzeichnungen haben den gleichen **hohen Qualitätsstandard**. Auf der farblichen Kennzeichnung ist das **Mindesthaltbarkeitsdatums** des Beutels aufgedruckt (MM/JJ)

Alle Beutel CleanUrin® enthalten **100% synthetischen Urin**, der in **allen relevanten Parametern** dem Urin eines **gesunden Menschen** entspricht!

Fakten & Vorteile unseres CleanUrins im 25ml Beutel

- Mobiler**, 100% synthetischer **Fake Urin** für den **täglichen Gebrauch** und zum **Schutz** deiner **Privatsphäre**
- Besteht** alle gängigen **Verfälschungstests**
- Wird wie echter Urin bei **UV-Licht sichtbar**
- Am Körper getragen** bleibt die **Temperatur konstant** und **natürlich** (33-34°C).
- Seit 2006 **100% zufriedene Kunden** (frag mal in Deinem Headshop nach ;)
- In unserer 2ten Firma **www.synthetic-urine.de** sind wir europaweit **die Experten** in **synthetischem Urin, Schweiß und Speichel** für viele Forschungen, Materialtests und sonstige Anwendungen

Wichtige Hinweise:

CleanUrin® von CleanU® erkennt man am Originalaufkleber!

CleanUrin® nicht lange direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, um farbliche Verblässung zu vermeiden

CleanUrin® ist nicht zum Verzehr geeignet und darf nicht benutzt werden, um Drogentests / Kontrollen / Untersuchungen / etc. zu manipulieren.

Wir bitten unsere KundInnen sich an alle geltenden Gesetze zu halten!

Lieferumfang:

20 x 25ml CleanUrin® in 3 verschiedenen farblichen Kennzeichnungen

10 x Spezialaufkleber

- ➔ Wir empfehlen dazu unsere **Spezialunterhose mit Geheimversteck** oder unsere **Safebag 2.0**